

MODE D'EMPLOI

CODE ARTICLE
82979DESIGNATION
EAU POTABLE ET INDUSTRIELLE TB1Pour la mise en service de ses appareils ainsi que pour son service après vente
Fisher Bioblock Scientific a choisi AVANTEC**AVANTEC SIEGE**Bd Sebastien Brant
Parc d'Innovation
67400 ILLKIRCH
Tel +33 (0)3 88 66 67 24
Fax +33 (0)3 88 67 01 76**AVANTEC ILE DE FRANCE**5 bis rue du Pont des Halles
Zone Delta
94150 RUNGIS
Tel +33 (0)1 45 12 30 30
Fax +33 (0)1 45 12 30 33**AVANTEC RHONE ALPES**Tel +33 (0)4 74 95 95 95
Fax +33 (0)4 74 95 95 90**AVANTEC MIDI PYRENEES**Tel +33 (0)5 61 44 02 89
Fax +33 (0)5 61 44 13 42**AVANTEC PROVENCE COTE D'AZUR**Tel +33 (0)4 91 27 12 25
Fax +33 (0)4 91 27 13 49**AVANTEC NORD**Tel +33 (0)3 20 47 19 71
Fax +33 (0)3 20 47 12 16**AVANTEC NORMANDIE**Tel +33 (0)2 35 72 15 98
Fax +33 (0)2 35 72 17 89**AVANTEC BRETAGNE**Tel +33 (0)2 99 26 95 19
Fax +33 (0)2 99 26 95 29**NOVODIRECT GMBH**Tel +49 (0)7851 7069
Fax +49 (0)7851 75362**FISHER BIOBLOCK SCIENTIFIC SUISSE**Tel +41 (0)61 9013700
Fax +41 (0)61 9013776

N° mde : MHOC 12

Date : 08/01

Trousse d'Analyse
Eau Potable et Industrielle
TB-1

AQUALYTIC®
Postfach 1120
63201 Langen
Germany
Tel.: ++49 6103 75070-0
Fax: ++49 6103 75070-20
Email: sales@aqualytic.de
www.aqualytic.de

Änderungen vorbehalten.
Errors, misprints & technical
changes reserved- 08/01

DURETE TOTALE

Echelle de mesure

1 goutte de réactif GH (dureté totale) est équivalente à 1° dH (0.18 mmol/l) pour un échantillon de 5ml (0.5° dH (0.09 mmol/l) pour un échantillon de 10 ml).

1.0 °dH = 0.18 mmol/l

5.6 °dH = 1.0 mmol/l

Principe de la réaction

Le réactif GH (dureté totale) contient une solution tampon alcaline, le produit de titrage et l'indicateur dans un milieu non aqueux mais hydrosoluble. Le réactif dureté totale est ajouté goutte à goutte à l'échantillon jusqu'à ce que la couleur de l'échantillon vire du rouge au vert.

Mode opératoire

1. Rincez le flacon de titrage plusieurs fois avec l'eau de l'échantillon à analyser et remplissez le jusqu'à la graduation 10 ml (20 ml).
2. Ajoutez goutte à goutte le réactif dureté totale tout en mélangeant par légers tourbillons. Le point final du titrage est atteint lorsque la coloration vire du rouge au vert.
3. Rincez le flacon de titrage plusieurs fois à l'eau claire.
4. 1 goutte de réactif GH (dureté totale) est équivalente à 1 °dH (0.18 mmol/l) pour un échantillon de 5 ml (0.5 °dH (0.09 mmol/l) pour un échantillon de 10 ml).

Réactif Dureté Totale

Cat. No. 4 18563

82 994

Flacon de titrage (5 / 10 ml)

Cat. No. 4 18573

DURETE CARBONATE

Echelle de mesure

1 goutte de réactif KH (dureté carbonatée) est équivalente à 1° dH (0.18 mmol/l) pour un échantillon de 5ml (0.5° dH (0.09 mmol/l) pour un échantillon de 10 ml).

1.0 °dH = 0.18 mmol/l

5.6 °dH = 1.0 mmol/l

Principe de la réaction

Le réactif KH (dureté carbonatée) contient un produit de titrage et un indicateur. Le réactif KH est ajouté goutte à goutte à l'échantillon jusqu'à ce que la couleur de l'échantillon vire du bleu au vert ou au jaune.

Mode opératoire

1. Rincez le flacon de titrage plusieurs fois avec l'eau de l'échantillon à analyser et remplissez le jusqu'à la graduation 5 ml (ou 10 ml).
2. Ajoutez goutte à goutte le réactif KH (dureté carbonatée) tout en mélangeant par légers tourbillons. Le point final du titrage est atteint lorsque la coloration vire du orange-jaune (couleur l'onion).

3. Rincez le flacon de titrage plusieurs fois à l'eau clair.
4. 1 goutte de réactif KH (dureté carbonaté) est équivalente à 1 °dH (0.18 mmol/l) pour un échantillon de 5 ml (0.5 °dH (0.09 mmol/l) pour un échantillon de 10 ml).

Réactif Carbonaté
Flacon de titrage (5/10 ml)

Cat. No. 4 18564
Cat. No. 4 18573

VALEUR PH

Echelle de mesure
PH 6.9 – 8.2

Principe de la réaction

L'indicateur de pH (phenol rouge) réagit avec l'échantillon à analyser pour former une couleur jaune/violet. En comparant la coloration de l'échantillon d'eau aux colorations standards du comparateurs.

Mode opératoire

1. Rincez le comparateur pH plusieurs fois à l'eau de l'échantillon et remplissez le jusqu'à la graduation le plus haute.
2. Ajoutez 4 gouttes de réactif phenol rouge. Mettez le bouchon sur le comparateur et mélangez en inclinant.
3. ½ minute après l'addition du réactif phenol rouge, lisez la valeur pH en comparant la coloration de l'échantillon d'eau aux colorations standards du comparateurs. Pour faciliter la lecture, placez une feuille de papier blanc derrière le comparateur.
4. Si l'intensité de coloration de l'échantillon d'eau est hors de la mesure du comparateur standard, la valeur pH est plus que 8.2 ou bien moins que 6.9. Un élargissement par dilution de l'échantillon d'eau n'est pas possible. Rincez le comparateur et le bouchon à l'eau clair.

Réactif Phenol rouge
Comparateur pH

Cat. No. 4 18567
Cat. No. 4 18568

CHLORIDE *Chlorure*

Echelle de mesure

1 goutte de réactif Chloride-3 est équivalente à 2.15 mg/l chloride pour un échantillon de 20 ml (5 mg/l pour un échantillon de 10 ml).

Principe de la réaction

Dans un sérum acide nitrique, mercure-II-nitrate produit avec les ions chloride mercure-II-chloride irrésolu. Le point final du titrage est atteint lorsque excédentaire mercure-II-nitrate réagit avec l'indicateur diphenyl carbazone présent pour former une relation complexe dans une intense coloration violet.

Mode opératoire

1. Rincez le flacon de titrage plusieurs fois avec l'eau de l'échantillon à analyser et remplissez-le jusqu'à la graduation 20 ml (10 ml).
2. Ajoutez 6 gouttes de réactif Chloride-1 et mélangez par légers tourbillons. Une couleur bleu, rouge ou jaune se développe.
3. Si une couleur bleu ou rouge se développe, ajoutez goutte à goutte réactif Chloride-2 tout en faisant légèrement tourbillonner jusqu'à ce que la couleur vire au jaune.
4. Si une couleur jaune se développe en l'addition de réactifs Chloride-1, Chloride-2 n'est pas nécessaire.
5. Ajoutez goutte à goutte réactif Chloride-3 tout en faisant légèrement tourbillonner jusqu'à ce que la couleur se développe au violet. Ce développement, qui commence du marron foncé jusqu'à qu'il vire au violet, dure environ 1 minute.
6. 1 goutte réactif Chloride-1 est équivalente à 2.5 mg/l Chloride pour un échantillon de 20 ml (5.0 mg/l pour un échantillon de 10 ml).

Remarques:

Le paramètre fer ne gêne pas dans une concentration jusqu'à 5mg/l. Zinc-, mercure-, aluminium-, nickel et ions de chrome gênent dans des concentrations supérieures à 100mg/l, les ions de cuivre supérieures à 50mg/l et ions de chromate supérieures à 10mg/l.

Si la couleur noire se développe en addition du réactif chloride-3, la preuve est gênée par des paramètres moyens comme par exemple Sulfite.

Remède:

Répétez l'analyse en addition d'une goutte de 3% peroxyde hydrogène dans le flacon de titrage rempli avec l'eau d'échantillon. Mélangez par légers tourbillons. Suivez après le point 2.

Jeu Réactif Chloride
Flacon de titrage

Cat. No. 418505
Cat. No. 418553

ACIDE CARBONIQUE**Echelle de mesure**

1 goutte de réactif acide carbonique-3 est équivalente à 2,5 mg/l de CO₂ pour un échantillon de 20 ml (5,0 mg/l pour un échantillon de 10 ml).

Principe de la réaction

1. Rincez le flacon de titrage plusieurs fois avec l'eau de l'échantillon à analyser et remplissez-le jusqu'à la marque 20 ml (ou à la marque 10 ml).
2. Ajoutez 4 gouttes (ou 2 gouttes) de réactif acide carbonique-1 et mélangez par légers tourbillons.
3. Ajoutez 4 gouttes (ou 2 gouttes) de réactif acide carbonique-2 et mélangez par légers tourbillons.
4. Ajoutez goutte à goutte le réactif acide carbonique-3 tout en faisant légèrement tourbillonner.
5. Le point final du titrage est atteint lorsqu'une coloration rose à peine perceptible se développe et reste visible pendant 15 secondes au minimum.
6. 1 goutte de réactif acide carbonique-3 est équivalente à 2,5 mg/l de CO₂ pour un échantillon de 20 ml (5,0 mg/l pour un échantillon de 10 ml).

Remarques:

1. Les hydroxydes ferriques insolubles modifient les concentrations mesurées. S'ils sont présents, filtrez l'eau de l'échantillon avant l'analyse.
2. Les perturbations causées par les agents responsables de la dureté de l'eau et les ions ferriques sont neutralisées par le réactif acide carbonique-1.
3. Il faut éviter de faire gicler ou tourbillonner l'échantillon d'eau à analyser car cela peut entraîner une perte d'acide carbonique.

L'analyse de l'acide carbonique décrite ci-dessus est une analyse rapide. Si une plus grande précision est nécessaire, procédez selon la méthode „Deutsche Einheitsverfahren, G1“.

Jeu réactif Acide Carbonique	418519
Flacon de titrage	418553

PHOSPHATE**Echelle de mesure**

2,5 – 25 mg/l PO_4^{3-} (ortho)

Principe de la réaction

1. Rincez le comparateur plusieurs fois à l'eau filtrée de l'échantillon à analyser et remplissez-le jusqu'à la marque (supérieure).
2. Ajoutez 9 gouttes de réactif Phosphate-1. Mettez le bouchon sur le comparateur et mélangez en inclinant.
3. Ajoutez 9 gouttes de réactif Phosphate-2. Mettez le bouchon sur le comparateur et mélangez en inclinant.
4. Deux minutes et demie après l'addition du réactif Phosphate-2, lisez la concentration de phosphate PO_4^{3-} en mg/l (ppm) en comparant la coloration de l'échantillon d'eau aux colorations standards du comparateur. Pour faciliter la lecture, placez une feuille de papier blanc derrière le comparateur.
5. Rincez le comparateur et le bouchon à l'eau clair.

REMARQUES

1. Des concentrations de SiO_2 supérieures à 25 mg/l simulent une concentration plus élevée de phosphate.
2. Les citrates, oxalates, tartrates et autres agents similaires diminuent la sensibilité de l'analyse des phosphates.
3. Les pyrophosphates, métaphosphates et polyphosphates ne sont pas analysés par cette méthode. Ils nécessitent un traitement préliminaire à l'acide chlorhydrique concentré (faire bouillir pendant 20 minutes avec 3 ml d'acide chlorhydrique concentré pour 100 ml de solution échantillon).

Jeu Réactif Phosphate	Cat. No. 418521
Comparateur Phosphate	Cat. No. 418545